

**Contenitori per campioni con tappo a vite, PFA****VITLAB**

Contenitori per campioni con tappo a vite, PFA. Con tappo a vite in PFA. Forma cilindrica, alta. Ideale per raccolta, trasporto e conservazione di campioni.

I vantaggi del PFA:

- Particolarmente adatto per uso in analisi di tracce;
- Ideale per campioni sensibili e costosi;
- Lunga durata dei materiali di riferimento a bassa concentrazione nei contenitori in PFA;
- Nessun effetto memoria;
- Praticamente nessun riporto, nessuna contaminazione grazie alle superfici estremamente idrofobiche, anti-adesive e lisce;
- Elevata stabilità termica da -200°C a +260°C, autoclavabili a 121°C (2 bar) secondo DIN EN 285;
- Inerzia chimica verso quasi tutti i prodotti chimici;
- Buona trasparenza e stabilità dimensionale;
- Facili da pulire;
- Utilizzo di materia prima di elevata purezza.



Code	Description	Packaging
LLG09401810	Contenitore per campioni, PFA, con tappo, 30 ml, 40 GL, Ø 38 mm, h 54 mm	1 pz
LLG09401812	Contenitore per campioni, PFA, con tappo, 60 ml, 40 GL, Ø 38 mm, h 90 mm	1 pz
LLG09401814	Contenitore per campioni, PFA, con tappo, 90 ml, 56 GL, Ø 54 mm, h 62 mm	1 pz
LLG09401816	Contenitore per campioni, PFA, con tappo, 180 ml, 56 GL, Ø 54 mm, h 112 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

