

**Bottiglie a collo stretto con Tappo a vite****VITLAB**

Bottiglie a collo stretto con tappo a vite. PFA. Trasparenti, chiusura a vite con guarnizione a tenuta (filettatura a dente di sega) . Resistenza alle alte temperature da -200 a +250°C. Con tappo a vite in PFA completo di una speciale guarnizione sviluppata per consentire l'uso di queste bottiglie per il trasporto di campioni e prodotti chimici ad elevata purezza.



Code	Description	Packaging
LLG09073740	Bottiglia collo stretto, PFA, con tappo a vite, 50 mL, 28S, Ø37x86 h mm	1 pz
LLG09102420	Bottiglia collo stretto, PFA, con tappo a vite, 100 mL, 28S, Ø45x120 h mm	1 pz
LLG09102422	Bottiglia collo stretto, PFA, con tappo a vite, 250 mL, 28S, Ø61x160 h mm	1 pz
LLG09102424	Bottiglia collo stretto, PFA, con tappo a vite, 500 mL, 28S, Ø76x190 h mm	1 pz
LLG09102426	Bottiglia collo stretto, PFA, con tappo a vite, 1000 mL, 28S, Ø96x240 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

