

**Bottiglie a bocca larga, con tappo a vite, PFA****VITLAB**

Bottiglie a bocca larga, con tappo a vite, PFA. Trasparenti, con chiusura a tenuta stagna (filettatura a dente di sega). Eccellente resistenza alla temperatura (da -200 a +250°C) e ai prodotti chimici. Grazie alla superficie delle pareti estremamente liscia e alle eccellenti proprietà dei materiali, queste bottiglie possono conservare prodotti chimici ad elevata purezza senza perdite di qualità. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09073741	Bottiglia bocca larga, PFA, con tappo a vite, 500 ml, 40S, Ø76x179 h mm	1 pz
LLG09073742	Bottiglia bocca larga, PFA, con tappo a vite, 250 ml, 40S, Ø61x150 h mm	1 pz
LLG09073743	Bottiglia bocca larga, PFA, con tappo a vite, 1000 ml, 40S, Ø96x217 h mm	1 pz
LLG09102430	Bottiglia bocca larga, PFA, con tappo a vite, 2000 ml, 40S, Ø130x245 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

