

**Capsule per evaporazione, acciaio 18/10****BOCHEM**

Capsule per evaporazione, acciaio 18/10. Acciaio 18/10. Forma cilindrica.



Code	Description	Packaging
LLG09000460	Capsule per evaporazione, alta, cap. 125 ml, Ø 75 mm, h 35 mm	1 pz
LLG09000461	Capsule per evaporazione, alta, cap. 250 ml, Ø 85 mm, h 50 mm	1 pz
LLG09000462	Capsule per evaporazione, alta, cap. 500 ml, Ø 110 mm, h 55 mm	1 pz
LLG09000463	Capsule per evaporazione, acciaio 18/10, Capacità 1000 ml, Ø 140 mm, Altezza 75 mm, Alta	1 pz
LLG09000465	Capsule per evaporazione, in acciaio 18/10, 5000 ml, dimensioni (ØxH) 200 x 160 mm, forma alta	1 pz
LLG09000470	Capsule per evaporazione, bassa, cap. 50 ml, Ø 60 mm, h 20 mm	1 pz
LLG09000471	Capsula per evaporazione, bassa cap. 75 ml Ø 70 mm h 20 mm	1 pz
LLG09000472	Capsule per evaporazione, bassa, cap. 100 ml, Ø 80 mm, h 20 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

