

**Provette per campioni, PFA****VITLAB**

Provette per campioni, PFA. Provette per la preparazione del campione, per centrifugazione e per l'uso in rack di autocampionatori. Con o senza anello di marcatura calibrato singolarmente a 10ml, con tappo a vite GL 25 in PFA o PE. Autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09315343	Provetta 12 ml, PFA, Ø16x110 h mm, senza anello marcatura e tappo	1 pz
LLG09315344	Provetta 12 ml, PFA, Ø16x110 h mm, con anello marcatura e tappo	1 pz
LLG09315345	Provetta 15 ml, PFA, Ø22x110 h mm, con anello marcatura e tappo vite	1 pz
LLG09315346	Provetta 15 ml, PFA, Ø22x110 h mm, senza anello marcatura e tappo vite	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

