

**Bottiglie di lavaggio gas, PFA****VITLAB**

Bottiglie di lavaggio gas, PFA. Con tappo a vite filettato S40 e frittta in PTFE. Dimensione pori ca. 50 μm per ottimale formazione di bolle di gas nel liquido. Siccome tutte le parti sono in resina fluorocarbonica di alta qualità, sono possibili moltissime applicazioni. Le connessioni di ingresso e di uscita filettate accettano tubi da 4 x 6 mm diam. int x diam. est. (la versione da 1000 ml: tubi da 5 x 8 mm.diam. int. x diam. est.).



Code	Description	Packaging
LLG09110320	Bottiglia lavaggio gas, PFA, con frittta, cap. 250 ml, Ø61x160 h mm	1 pz
LLG09110322	Bottiglia lavaggio gas, PFA, con frittta, cap. 500 ml, Ø76x190 h mm	1 pz
LLG09110324	Bottiglia lavaggio gas, PFA, con frittta, cap. 1000 ml, Ø96x240 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

