

**Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili****Bel-Art Products**

Sessole e cucchiaini monouso, PS, sterili. In polistirene bianco o rosso ad elevato impatto. Confezionati singolarmente e sterilizzati in un sacchetto di polietilene pronti per un unico utilizzo e per lo smaltimento. Il lungo manico aumenta la distanza tra la mano e il campione. Il cucchiaino resta verticale sia confezionato che non, per utilizzo anche come navicella di pesata. Le sessole di colore rosso riducono le probabilità che resti del campione residuo nella sessola o che la sessola stessa venga lasciata accidentalmente in un campione. Il colore serve anche come un codice per evitare contaminazioni crociate. Prodotte da materiale di grado FDA. Lotto stampato per accurata tracciabilità; fornite complete di certificato del processo di sterilizzazione.



Code	Description	Packaging
LLG04667578	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 60 ml, dim. sessola: largh. 41 mm x lungh. 78 mm, lungh. totale 205 mm, colore bianco	50 pz
LLG04675625	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 125 ml, dim. sessola largh. 51 mm x lungh. 94 mm, lungh. totale 221 mm, colore rosso	100 pz
LLG04675626	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 60 ml, dim. sessola: largh. 41 mm x lungh. 78 mm, lungh. totale 205 mm, colore bianco	100 pz
LLG04675627	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 125 ml, dim. sessola largh. 51 mm x lungh. 94 mm, lungh. totale 221 mm, colore bianco	100 pz
LLG04675628	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 250 ml, dim. sessola largh. 54 mm x lungh. 135 mm, lungh. totale 191 mm, colore bianco	100 pz
LLG04675629	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 60 ml, dim. sessola largh. 41 mm x lungh. 78 mm, lungh. totale 205 mm, colore rosso	100 pz
LLG04675630	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 250 ml, dim. sessola largh. 54 mmx lungh. 135 mm, lungh. totale 191 mm, colore rosso	100 pz
LLG06242234	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 125 ml, dim. sessola largh. 51 mm x lungh. 94 mm, lungh. totale 221 mm, colore rosso, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 100 pz O MULTIPLI DI 100 pz	1 pz
LLG09150461	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 60 ml, dim. sessola: largh. 41 mm x lungh. 78 mm, lungh. totale 205 mm, colore bianco	1 pz
LLG09150462	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 125 ml, dim. sessola largh. 51 mm x lungh. 94 mm, lungh. totale 221 mm, colore bianco	1 pz
LLG09150463	Sessole per campionamento, monouso, in PS, sterili, 250 ml, dim. sessola largh. 54 mm x lungh. 135 mm, lungh. totale 191 mm, colore bianco	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

