

**Guanti con rivestimento in PU, nylon****As One****Guanti con rivestimento in PU, nylon**

I guanti in nylon con rivestimento in PU sono lavorati sui polsini in modo da evitare lo sfilacciamento.

- Molto flessibili
- Privi di lanugine
- Punta delle dita o palmo rivestiti in PU
- Particolarmente maneggevoli e adatti per la manipolazione di oggetti lisci e scivolosi
- Codice colore dei polsini
- Confezione da 10 paia



Code	Description	Packaging
LLG04659027	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura XL , Descrizione palmo rivestito in PU , Colore polsini marrone	10 pz
LLG04659028	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura L , Descrizione palmo rivestito in PU , Colore polsini grigio	10 pz
LLG04659029	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura M , Descrizione palmo rivestito in PU , Colore polsini verde	10 pz
LLG04659030	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura S , Descrizione palmo rivestito in PU , Colore polsini bianco	10 pz
LLG04659031	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura XL, punta delle dita rivestita in PU, Colore polsini marrone	10 pz
LLG04659032	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura L, punta delle dita rivestita in PU, Colore polsini grigio	10 pz
LLG04659033	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura M, punta delle dita rivestita in PU, Colore polsini verde	10 pz
LLG04659034	Guanti con rivestimento in PU, nylon, Misura S, punta delle dita rivestita in PU, Colore polsini bianco	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

