

**Pipette Pasteur in plastica****Samco**

Le pipette per trasferimento Thermo Scientific Samco sono state le leader nell'industria per oltre 35 anni.

Risultati ripetibili

- Polietilene inerte, non tossico
- Prodotte senza agenti di rilascio dello stampo che possono interferire con i risultati del test

Affidabili

- Gli utensili a regola d'arte producono la più ampia varietà di pipette per trasferimento nell'industria
- I puntali con taglio preciso forniscono gocce di dimensioni uniformi
- I processi controllati producono una goccia uniforme con integrità senza compromessi
- Certificate ISO 13485:2003

Design

- Presa facile con guanti in lattice, senza scivolamenti
- Chiare marcature di graduazione
- Accuratezza fine della punta
- I materiali di imballaggio riducono notevolmente le spore di muffa nell'aria in entrata nelle aree di prova



Code	Description	Packaging
LLG04653964	Pipette Pasteur, 3,9 ml, Lungh. 140 mm, Øtubo 4,7 mm, non sterile	500 pz
LLG04653969	Pipetta Pasteur, lungh. 155 mm, Østelo 4,6ml, cap.5,8ml, bulbo 3,5ml	500 pz
LLG04653977	Pipette Pasteur, 7,7 ml, Lungh. 155 mm, Øtubo 7,9 mm, non sterile	500 pz
LLG04654052	Pipetta 4,8 ml, non-sterile, graduata 2 ml, Lungh. 152 mm, Øtubo 7,1mm	500 pz
LLG04654093	Pipetta, non sterile, graduata a 5 ml, Lungh.217mm, 13,7 ml, Øtubo 3mm	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

