

**Puntali universali****SOCOREX**

I puntali Qualitix® Socorex sono composti esclusivamente da polipropilene di alta qualità, vergine e privo di metalli. Stampaggio a iniezione di precisione ideato per fornire il montaggio a tenuta ermetica. Severe procedure di controllo della qualità garantiscono l'uniformità dei lotti.

- Ampia selezione di qualità superiore
- Il filtro ad alta densità previene la contaminazione da aerosol
- Il filtro dei puntali è privo di DNase, RNase e ATP
- Compatibilità con molte altre marche di pipette



Code	Description	Packaging
LLG06289219	Puntali universali 200 µL, naturali, graduati, autoclavabili, L. 49,6mm	1000 pz
LLG06289220	Puntali Qualitix, graduazioni oblique, 200 µl, universali naturali, autoclavabili	10x96 pz
LLG06289223	Puntali Qualitix, graduazioni oblique, 200 µl, universali naturali, sterili	10x96 pz
LLG06289227	Puntali Qualitix, graduazioni oblique, 200 µl, gialli, autoclavabili	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

