



Misuratore SD 400 OXI L

Tintometer

Misuratore di ossigeno. Portatile. Con sensore ottico.



Code	Description	Packaging
LLG06288678	Misuratore di ossigeno SD 400 OXI L (Set1) con sensore ossigeno, 1,5m cavo, batterie, bottiglia	1 pz
LLG06288679	Misuratore di ossigeno SD 400 OXI L (Set2) con sensore ossigeno, 3m cavo, batterie, bottiglia	1 pz
LLG06288680	Misuratore di ossigeno SD 400 OXI L (Set3) con sensore ossigeno, 10m cavo, batterie, bottiglia	1 pz
LLG06288681	Misuratore di ossigeno SD 400 Oxi L (unità base senza sensore)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

