

**Sistema portapipette****Eppendorf**

Portapipette girevole, per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®. Permette una conservazione sicura e comoda.

Tutte le pipette sono disposte in senso verticale e i coni dei puntali rimangono sospesi non toccando il banco del laboratorio, in questo modo si riduce il rischio di danneggiamento e di contaminazione crociata. I supporti girevoli permettono di usufruire facilmente della pipetta desiderata e presentano un design robusto con un ingombro ridotto.

Ampia base di appoggio in gomma per proteggere i supporti girevoli e gli stand da eventuali perdite di liquidi sul banco.

Presenza di pittogrammi su tutti gli alloggiamenti per la ricarica e i portapipette per un chiaro riconoscimento in laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG06288689	Supporto Carousel 2, per 6 Eppendorf Research/plus-Reference/2-Biomaster	1 pz
LLG06288697	Supporto per pipette Eppendorf, Porta pipette 2, per 1 Eppendorf Multipipette® M4, per Carosello Pipette 2 e Carosello Ricarica 2 o montaggio a parete, incluso nastro adesivo, senza funzione ricarica	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

