

**Sistema portapipette****Eppendorf**

Portapipette girevole, per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®. Permette una conservazione sicura e comoda.

Tutte le pipette sono disposte in senso verticale e i coni dei puntali rimangono sospesi non toccando il banco del laboratorio, in questo modo si riduce il rischio di danneggiamento e di contaminazione crociata. I supporti girevoli permettono di usufruire facilmente della pipetta desiderata e presentano un design robusto con un ingombro ridotto.

Ampia base di appoggio in gomma per proteggere i supporti girevoli e gli stand da eventuali perdite di liquidi sul banco.

Presenza di pittogrammi su tutti gli alloggiamenti per la ricarica e i portapipette per un chiaro riconoscimento in laboratorio.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06288689 | Supporto Carousel 2, per 6 Eppendorf Research/plus-Reference/2-Biomaster                                                                                                                              | 1 pz      |
| LLG06288697 | Supporto per pipette Eppendorf, Porta pipette 2, per 1 Eppendorf Multipette® M4, per Carosello Pipette 2 e Carosello Ricarica 2 o montaggio a parete, incluso nastro adesivo, senza funzione ricarica | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

