


**Tubi Pharmed®****Saint Gobain**

Tubi Pharmed®. Elastomero termoplastico, beige opaco, durezza Shore A 64. Campi di temperature comprese tra -51 e +135°C. Pluri autoclavabili, non tossico. Conforme USP Class VI. Raggiunge criteri FDA e NSF per il contatto diretto con alimenti. Adatto per laboratori di medicina e ricerca e tutte le applicazioni di colture cellulari. Non citotossico, non emolitico. Maggiore tenuta ai gas del silicone. Altissima resistenza, adatti per impieghi in pompe peristaltiche. Resistente all'ozono ed ai raggi UV. Ottima resistenza chimica. Confezione in rotolo da 7,5 m.



Code	Description	Packaging
LLG09206901	Tubi Pharmed®, Ø int. 0.5 mm, Ø est. 3.7 mm, Spessore parete 1.6 mm, Shore 64, Range Temp. -51 ... 135 °C	7,5 m
LLG09206903	Tubi Pharmed®, Ø int. 0.8 mm, Ø est. 4.0 mm, Spessore parete 1.6 mm, Shore 64, Range Temp. -51 ... 135 °C	7,5 m
LLG09206905	Tubi Pharmed, Ø int. 1,6 mm, Ø est. 4,8 mm, parete 1,6 mm	7,5 m
LLG09206913	Tubi Pharmed®, Ø interno 6,4 mm, Ø esterno 12,7 mm, spessore della parete 3.2 mm, durezza Shore 65 A, resistenza alla temperatura -51 ... 135 °C, colore beige	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

