

**Mini vial a bocca stretta, PP, robusti****LLG Labware****LLG-Mini vials a bocca Stretta, PP, Robusti**

Ideali per raccogliere, trasportare e conservare campioni liquidi.

- Con tappo a vite
- Design molto stabile
- Trasparenti
- Con graduazione



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06289452 | Vial a bocca stretta, 60 ml, Ø 40 mm, Ø filettatura esterna 19 mm, H 85 mm  | 100 pz    |
| LLG06289453 | Vial a bocca stretta, 125 ml, Ø 51 mm, Ø filettatura esterna 23 mm, H 99 mm | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

