

**Strumento di misura del vuoto DCP 3000 con VSK 3000****Vacuubrand**

Strumento di misura del vuoto DCP 3000 con VSK 3000. Misuratore di vuoto DCP 3000. Il DCP 3000 è un misuratore per vuoto grossolano e fine (da 1080 a 0,1 mbar). Un largo display illuminato mostra i valori misurati da tutti i sensori semplicemente ruotando un bottoni. La testa di misura capacitativa del vuoto VSK 3000 indipendente dal tipo di gas, è molto resistente alla corrosione ed ha un'eccezionale precisione di misura e una stabilità a lungo termine. Il collegamento simultaneo fino a 4 sensori di questi trasduttori di pressione consente misure flessibili sul posto. La comunicazione del DCP 3000 e dei componenti esterni procede tramite il sistema bus digitale. Questo sistema è caratterizzato da una configurazione completamente automatica, connessione cavo unificata e lunghezza cavo fino a 30m. Alimentazione richiesta : 100-230 V 50/60 Hz CEE/CH/UK/US/AUS. Parti fornite: misuratore di vuoto, pronto all'uso con una testa VSK 3000 con cavo di misura, alimentatore a muro e manuale- sensore esterno misure-in-loco, flessibile e collegabile fino a 4 sensori- testa capacitativa esterna allumina-ceramica con eccellente resistenza chimica- eccezionale precisione di misurazione e stabilità a lungo termine- trasduttore di pressione a prova di spruzzi per condizioni di lavoro difficili- datalogger con capacità di registrazione di 32.000 letture di misura



Code	Description	Packaging
LLG07059540	Taratura DAkkS (primo ordine)	1 pz
LLG07088492	Ri-taratura DAkkS	1 pz
LLG09882206	Strumento di misura del vuoto DCP 3000	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

