



Fotometro AL400/AL410

Tintometer

Fotometri AL400/AL410, portatili e moderni per rapidi e affidabili test sulle acque. Questi due dispositivi coprono tutti i parametri importanti di analisi acque, dall'alluminio allo zinco. Insieme all'elevata precisione dei reagenti AQUALYTIC®, sono garantite analisi affidabili e rapide di campioni acquosi. A seconda del metodo vengono utilizzati reagenti in pastiglie, in polvere, liquidi o cuvette test, DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Sei LED di lunga durata, che servono come fonte di luce, in combinazione con filtri interferenziali, garantiscono la massima precisione.

Manutenzione non necessaria perché progettati senza parti ottiche in movimento.

E' possibile memorizzare fino a 1000 dati per entrambi i modelli, sia AL410 che AL400.

- Massima precisione riproducibile con filtro interferenziale
- Display con retro-illuminazione
- Più di 120 metodi pre-programmati
- Selezione automatica della lunghezza d'onda
- Guida utilizzatore in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese e polacco
- Memoria tampone fino a 1000 dati
- Più di 35 metodi specifici possibili per l'utente
- Esterno impermeabile (come definito in IP 68, 1 ora a 0,1 metri)
- Formato portatile

Solo AL400:

- Interfaccia infrarosso

Solo AL410:

- Interfaccia Bluetooth per collegamento a smart phone and tablet
- Applicazioni gratuite iOS® ed Android™ per gestione dati e invio email

La fornitura include:

Lo strumento completo e pronto all'uso in una valigetta, con 4 batterie, 3 vials Ø 24mm, 3 vials Ø 16mm, 1 adattatore cadauno per i vial da 16 e 13mm. I

reagenti sono da ordinare a parte.

Caratteristiche:

Ottica: filtri interferenziali di alta qualità

Alimentazione: 4 batterie (Mignon AA/LR6)



Durata batterie: circa 26 ore; funzionamento continuato o 3500 test
Dimensioni (LxPxH): circa 210x95x45 mm (strumento); circa 395x295x106 mm (custodia)
Lunghezze d'onda: 530/560/610/430/580/660 nm
Accuratezza lunghezza d'onda: ± 1 nm
Accuratezza fotometrica: 0.005 A
Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
LLG09699227	Adattatore, nero, per cuvette $\varnothing 16$ mm	1 pz
LLG09699229	Adattatore, nero, per cuvette $\varnothing 13$ mm	1 pz
LLG09699235	Fotometro AL400	1 pz
LLG09699237	Fotometro AL410, con valigetta e accessori	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09699244	Imbuto in plastica con manico	1 pz
LLG09699246	Kit standard per verifica	1 pz
LLG09699266	Asta di agitazione, plastica, lunghezza 13 cm	1 pz
LLG09699267	Scovolino per pulizia lungo 10 cm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

