

**Fotometro AL400/AL410****Tintometer**

Fotometri AL400/AL410, portatili e moderni per rapidi e affidabili test sulle acque. Questi due dispositivi coprono tutti i parametri importanti di analisi acque, dall'alluminio allo zinco. Insieme all'elevata precisione dei reagenti AQUALYTIC®, sono garantite analisi affidabili e rapide di campioni acquosi. A seconda del metodo vengono utilizzati reagenti in pastiglie, in polvere, liquidi o cuvette test, DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Sei LED di lunga durata, che servono come fonte di luce, in combinazione con filtri interferenziali, garantiscono la massima precisione.

Manutenzione non necessaria perché progettati senza parti ottiche in movimento.

E' possibile memorizzare fino a 1000 dati per entrambi i modelli, sia AL410 che AL400.

- Massima precisione riproducibile con filtro interferenziale
- Display con retro-illuminazione
- Più di 120 metodi pre-programmati
- Selezione automatica della lunghezza d'onda
- Guida utilizzatore in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese e polacco
- Memoria tampone fino a 1000 dati
- Più di 35 metodi specifici possibili per l'utente
- Esterno impermeabile (come definito in IP 68, 1 ora a 0,1 metri)
- Formato portatile

**Solo AL400:**

- Interfaccia infrarosso

**Solo AL410:**

- Interfaccia Bluetooth per collegamento a smart phone and tablet
- Applicazioni gratuite iOS® ed Android™ per gestione dati e invio email

**La fornitura include:**

Lo strumento completo e pronto all'uso in una valigetta, con 4 batterie, 3 vials Ø 24mm, 3 vials Ø 16mm, 1 adattatore cadauno per i vial da 16 e 13mm. I

**reagenti sono da ordinare a parte.**

**Caratteristiche:**

Ottica: filtri interferenziali di alta qualità

Alimentazione: 4 batterie (Mignon AA/LR6)



Durata batterie: circa 26 ore; funzionamento continuato o 3500 test  
Dimensioni (LxPxH): circa 210x95x45 mm (strumento); circa 395x295x106 mm (custodia)  
Lunghezze d'onda: 530/560/610/430/580/660 nm  
Accuratezza lunghezza d'onda:  $\pm 1$  nm  
Accuratezza fotometrica: 0.005 A  
**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?**  
**Scopri come possiamo aiutarti**

| Code        | Description                                | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| LLG09699227 | Adattatore, nero, per cuvette Ø16mm        | 1 pz      |
| LLG09699229 | Adattatore, nero, per cuvette Ø13mm        | 1 pz      |
| LLG09699235 | Fotometro AL400                            | 1 pz      |
| LLG09699237 | Fotometro AL410, con valigetta e accessori | 1 pz      |



| Code        | Description                                   | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| LLG09699244 | Imbuto in plastica con manico                 | 1 pz      |
| LLG09699246 | Kit standard per verifica                     | 1 pz      |
| LLG09699266 | Asta di agitazione, plastica, lunghezza 13 cm | 1 pz      |
| LLG09699267 | Scovolino per pulizia lungo 10 cm             | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

