




Scatole criogeniche PC

Nalge

Scatole per la conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™, tipo 5055, PC

Conservate i campioni in modo sicuro utilizzando le scatole per la conservazione delle provette da microcentrifuga. L'inserto in poliuretano espanso per alte temperature contiene in modo sicuro 64 o 81 provette per microcentrifuga da 0,2, 0,5 o 1,5 ml.

- Fondo bianco e coperchio in polycarbonato trasparente.
- resistente alle temperature da -135 a 121 °C
- con numeri di griglia per un'identificazione affidabile dei singoli campioni



Code	Description	Packaging
LLG09400939	Cryobox 5055 per provettine 1,5 ml, 130x130x50 h mm, posti 8x8	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

