

**Cartuccia di ricambio deionizzatori, SG acciaio inox (V4A)**

Evoqua Water Technologies

Cartuccia di ricambio deionizzatori, SG acciaio inox (V4A). Resistenti a pressioni sino a 10 bar. Sono molto più resistenti agli stress meccanici rispetto alle convenzionali cartucce in plastica in fibra di vetro rinforzata. Flusso d'acqua ottimizzato per assicurare che il letto di resine possa essere utilizzato nella sua piena capacità. Tutti i deionizzatori sono disponibili con i raccordi provati in acciaio inossidabile ad innesto rapido (SK) o con connettori filettati 3/4". Tutti i deionizzatori vengono forniti senza conduttimetro e set di tubi (o sonde).



Code	Description	Packaging
LLG09914432	Cartuccia ricambio per SG 6200 SK, 1000 L/h, Ø 240x1020 h mm	1 pz
LLG09914437	Cartuccia ricambio per SG 4500 SK, 1000 L/h, Ø 240x800 h mm	1 pz
LLG09914442	Cartuccia ricambio per SG 2000 SK, 450 L/h, Ø 240 mm, h 405 mm	1 pz
LLG09914452	Cartuccia ricambio per SG 2800 SK, 800 L/h, Ø 240 mm, h 570 mm	1 pz
LLG09914506	Cartuccia ricambio per SG 4500, 1000 L/h, Ø 240 mm, h 800 mm	1 pz
LLG09914509	Cartuccia ricambio per SG 2800, 800 L/h, Ø 240 mm, h 570 mm	1 pz
LLG09914512	Cartuccia ricambio per SG 2000, 450 L/h, Ø 240 mm, h 405 mm	1 pz
LLG09914587	Cartuccia ricambio per SG 6200, 1000 L/h, Ø 240 mm, h 1120 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

