



Timer da banco, contaminuti / conto alla rovescia, serie PRISMA

Hanhart 1882

p>Timer da banco, contaminuti / conto alla rovescia, serie PRISMA. PRISMA 200.

- Cassa in materiale plastico antiurto ABS
- Visualizzazione LCD grande, buona leggibilità
- Funzione cronometro
- Indicazione orologio
- Risoluzione tempo selezionabile 999 min, 59 s o 9 h, 59 min, 59 s, 1/10 s
- Allarme acustico
- 2 canali con Start/Stop azionamento separato o assieme

PRISMA 400

Caratteristiche come per PRISMA 200, ma con inoltre:

- Procedura programmabile
- Finestra funzione
- 4 canali

Entrambi i modelli:

Range temperatura: -10° to +55° (in use), -20° to +60° (in conservazione)



Code	Description	Packaging
LLG09260178	Contaminuti digitale da banco PRISMA 200, colore bianco	1 pz
LLG09260179	Contaminuti digitale da banco PRISMA 400, colore bianco	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

