

**Stereomicroscopio ST 36C****Motic**

Stereomicroscopio ST 36C.

- Testata binoculare, inclinata 45°, ruotabile 360°
- Oculari a grande campo WF10X/20mm
- Torretta con variatore ingrandimenti (2X, 4X)
- Sistema grossolano di messa a fuoco con tensione regolabile
- Stativo di base con palo
- Illuminazione a LED ricaricabile incidente e trasmessa (ST36C-6LED)
- Illuminazione incidente e trasmessa 12V/10W (ST36C-2I00)
- Alimentazione 100V-240V (CE), caricatore e batterie incluse (ST36C-6LED)
- Alimentatore 220V-240V (CE) (ST36C-2I00)
- Piatto di base satinato bianco/nero diam.80mm, copertina antipolvere



Code	Description	Packaging
LLG09727007	Stereomicroscopio ST-36C-2LOO, illuminazione tungsteno	1 pz
LLG09727009	Stereomicroscopio ST-36C-6LED, Akku, illuminazione LED	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

