

**Mantelli riscaldanti elettronici, resistente ai versamenti, serie EMX****Electrothermal**

Mantelli riscaldanti elettronici, resistente ai versamenti, serie EMX. Solido rivestimento in acciaio inossidabile, che protegge contro i versamenti di fluidi e che è facile da pulire, con apertura centrale in grado di alloggiare palloni a fondo tondo, a forma di pera ed imbuti a 60°. Involucro esterno in polipropilene, robusto e chimicamente resistente. Elevata efficienza riscaldante fino alla temperatura di 450°C. Anche alla massima potenza, l'esterno rimane freddo al tatto grazie al buon isolamento dell'elemento riscaldante. Tutti i mantelli riscaldanti hanno un supporto per aste con diametro fino a 12 mm, e doppio fusibile di protezione, con schermatura a terra per proteggere l'utilizzatore da shock elettrici. Disponibili modelli a 220-240 V 50/60Hz; sono disponibili a richiesta elementi riscaldanti di ricambio. Per palloni a fondo tondo, a forma di pera ed imbuti a 60° (il mantello è aperto sul fondo).



Code	Description	Packaging
LLG09643081	Mantello riscaldante per palloni 500-1000 ml, dim. 238x310x145 h mm, 245 W	1 pz
LLG09643083	Mantello riscaldante, per palloni 2-5 L, dim. 350x400x190 h mm, 600 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

