

**Mantelli riscaldanti elettronici, a forma di V, serie EMV****Electrothermal**

Mantelli riscaldanti elettronici, a forma di V, serie EMV. Solido rivestimento in acciaio inossidabile, che protegge contro i versamenti di fluidi e che è facile da pulire, con apertura centrale in grado di alloggiare palloni a fondo tondo, a forma di pera ed imbuti a 60°. Involucro esterno in polipropilene, robusto e chimicamente resistente. Elevata efficienza riscaldante fino alla temperatura di 450°C. Anche alla massima potenza, l'esterno rimane freddo al tatto grazie al buon isolamento dell'elemento riscaldante. Tutti i mantelli riscaldanti hanno un supporto per aste con diametro fino a 12 mm, e doppio fusibile di protezione, con schermatura a terra per proteggere l'utilizzatore da shock elettrici. Disponibili modelli a 220-240 V 50/60Hz; sono disponibili a richiesta elementi riscaldanti di ricambio.

Per palloni a fondo tondo, a forma di pera ed imbuti a 60°(il mantello è aperto sul fondo).



Code	Description	Packaging
LLG09643072	Mantello riscaldante per palloni a pera 10-50 ml e imbuti Ø 50-100 mm	1 pz
LLG09643073	Mantello riscaldante per palloni a pera 100-250 ml e imbuti Ø 75-100 mm	1 pz
LLG09643074	Mantello riscaldante per palloni a pera 500-1000 ml e imbuti Ø 100-200 mm	1 pz
LLG09643075	Mantello riscaldante per palloni a pera 1000-5000* ml e imbuti Ø 200-300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

