

**Mantelli riscaldanti elettronici, serie EMA****Electrothermal**

Mantelli riscaldanti elettronici, serie EMA. Con controllo regolabile del riscaldamento fino alla temperatura di 450°C e controllo magnetico dell'agitazione fino a circa 520 rpm con possibilità di inversione automatica e stop automatico dell'ancoretta di agitazione; l'unità di agitazione ha un alimentatore separato. Involucro esterno in polipropilene, robusto e chimicamente resistente. Elevata efficienza riscaldante fino alla temperatura di 450°C. Anche alla massima potenza, l'esterno rimane freddo al tatto grazie al buon isolamento dell'elemento riscaldante. Tutti i mantelli riscaldanti hanno un supporto per aste con diametro fino a 12 mm, e doppio fusibile di protezione, con schermatura a terra per proteggere l'utilizzatore da shock elettrici. Disponibili modelli a 220-240 V 50/60Hz; sono disponibili a richiesta elementi riscaldanti di ricambio.



Code	Description	Packaging
LLG09643122	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 50 ml, dim. 175x260x133 h mm	1 pz
LLG09643123	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 100 ml, dim. 175x260x133 h mm	1 pz
LLG09643124	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 250 ml, dim. 175x260x133 h mm	1 pz
LLG09643125	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 500 ml, dim. 238x310x157 h mm	1 pz
LLG09643126	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 1 L, dim. 238x310x157 h mm	1 pz
LLG09643127	Mantello riscaldante con agitazione per palloni da 2 L, dim. 350x400x197 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

