

**Tubi TYGON ND 100-80****Saint Gobain**

Tubi TYGON® ND 100-80. Misure inventariate.

Trasparente, con superficie interna liscia come il vetro. Elevata rigidità per una maggiore resistenza agli attorcigliamenti. Soddisfa i criteri della Classe VI USP ed è conforme alla normativa REACH.



Code	Description	Packaging
LLG04685469	Tubi TYGON® ND 100-80 Misure inventariate, Ø interno 0,51 mm, Ø esterno 1,5 mm, Spessore della parete 0.5 mm, Lunghezza 150 m, Colore Trasparente	150 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

