

**Ganci di Supporto per bagni a ultrasuoni Sonorex****Bandelin**

Ganci di supporto per bagni a ultrasuoni Sonorex. In acciaio inox. Da applicare ai cestelli sospesi con dimensioni maglie fino a 12, 5 x 12,5 mm, come supporto per beute e per portavetreria GL per DT.....F. Essenziale per supportare la vetreria da laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG09877651	Ganci di supporto per bagni ultrasuoni, EK10, per cestelli con Øfino 31mm	1 pz
LLG09877653	Ganci di supporto per bagni ultrasuoni, EK25, per cestelli con Øfino 42mm	1 pz
LLG09877655	Ganci di supporto per bagni ultrasuoni, EK 50, per cestelli con Øfino 52mm	1 pz
LLG09877657	Ganci di supporto per bagni ultrasuoni, EK100, per cestelli con Øfino 65mm	1 pz
LLG09877658	Ganci di supporto per bagni ultrasuoni, EK250, per cestelli con Øfino 85 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

