

**Termometro a infrarossi Testo 826****Testo**

Termometro ad infrarossi Testo 826.

Specifiche Tecniche

- Accuratezza:
- Risoluzione: 0,1 °C
- #Temperatura di lavoro: -20 a + 50°C
- Temperatura di stoccaggio: -40 a +70°C
- Peso: 80 g
- Tipo di batteria: batteria a 9V PP3



Code	Description	Packaging
LLG06258917	Termometro ad infrarossi Testo 826-T2, campo di misura -50...+300 °C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

