

**Essiccatori Mini Basic / Premium, policarbonato****Bohlender**

Essiccatori Mini Basic / Premium, policarbonato. Gli essiccatori Sicco sono destinati allo stoccaggio o essiccazione di prodotti sensibili all'umidità utilizzando gel di silice. La porta ermetica protegge il contenuto dalla contaminazione dell'atmosfera. L'ambiente controllato all'interno degli essiccatori è ideale per immagazzinare materiali di riferimento, portacampioni, provini metallografici, tabacco e DNA-campioni. Mini essiccatore Premium con 2 ripiani ed igrometro. Fondo con piedini in gomma antiscivolo.

Vantaggi del prodotto:

- Porta One Touch con guarnizione circolare
- Costruzione robusta
- Trasparente, armadio infrangibile in policarbonato
- Eccezionale visibilità a 360°
- Porta a cerniera con ampio angolo di apertura
- Leggero, trasportabile
- Impilabile
- Essiccante a portata di mano, contenitore richiudibile compreso nella fornitura
- Carico totale: 3 kg

Applicazioni:

Ideale per piccoli spazi, molto comodo. Tre versioni (una, due o tre scomparti fissati in modo stabile).



Code	Description	Packaging
LLG09042646	Essiccatore Mini 1 Basic Dim.est.221x214x183 mm, int.212x180x162 mm, 6,2 L	1 pz
LLG09042647	Essiccatore Mini 2 Basic Dim.est.221x214x362mm, int.212x180x162mm, 2x6,2 L	1 pz
LLG09042648	Essiccatore Mini 3 Basic Dim.est.221x214x540mm, int.212x180x162mm, 3x6,2 L	1 pz
LLG09042652	Essiccatore Mini 1 Premium Dim.est.221x214x183mm, int. 212x180x162mm, 6,2 L	1 pz
LLG09042653	Essiccatore Mini 2 Premium Dim.est.221x214x362mm, int.212x180x162mm, 2x6,2L	1 pz
LLG09042654	Essiccatore Mini 3 Premium Dim.est.221x214x540mm, int.212x180x162mm, 3x6,2L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

