

**Essiccatori Mini Basic / Premium, policarbonato****Bohlender**

Essiccatori Mini Basic / Premium, policarbonato. Gli essiccatori Sicco sono destinati allo stoccaggio o essiccazione di prodotti sensibili all'umidità utilizzando gel di silice. La porta ermetica protegge il contenuto dalla contaminazione dell'atmosfera. L'ambiente controllato all'interno degli essiccatori è ideale per immagazzinare materiali di riferimento, portacampioni, provini metallografici, tabacco e DNA-campioni. Mini essiccatore Premium con 2 ripiani ed igrometro. Fondo con piedini in gomma antiscivolo.

**Vantaggi del prodotto:**

- Porta One Touch con guarnizione circolare
- Costruzione robusta
- Trasparente, armadio infrangibile in policarbonato
- Eccezionale visibilità a 360°
- Porta a cerniera con ampio angolo di apertura
- Leggero, trasportabile
- Impilabile
- Essiccante a portata di mano, contenitore richiudibile compreso nella fornitura
- Carico totale: 3 kg

**Applicazioni:**

Ideale per piccoli spazi, molto comodo. Tre versioni (una, due o tre scomparti fissati in modo stabile).



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09042646 | Essiccatore Mini 1 Basic Dim.est.221x214x183 mm, int.212x180x162 mm, 6,2 L  | 1 pz      |
| LLG09042647 | Essiccatore Mini 2 Basic Dim.est.221x214x362mm, int.212x180x162mm, 2x6,2 L  | 1 pz      |
| LLG09042648 | Essiccatore Mini 3 Basic Dim.est.221x214x540mm, int.212x180x162mm, 3x6,2 L  | 1 pz      |
| LLG09042652 | Essiccatore Mini 1 Premium Dim.est.221x214x183mm, int. 212x180x162mm, 6,2 L | 1 pz      |
| LLG09042653 | Essiccatore Mini 2 Premium Dim.est.221x214x362mm, int.212x180x162mm, 2x6,2L | 1 pz      |
| LLG09042654 | Essiccatore Mini 3 Premium Dim.est.221x214x540mm, int.212x180x162mm, 3x6,2L | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

