

**pHmetro tascabile Eutech Elitee****Eutech**

Misuratore tascabile di pH Elite pH.

Misura simultanea di pH e temperatura con un tester tascabile progettato per fornire misure accurate in movimento, per varie applicazioni.

Il Tester Portatile Elite pH ha un tappo trasparente a tenuta con ampia base, per tenerlo in posizione eretta, con indicatore della linea di riempimento.

- Calibrazione con 1 pressione;
- Punti calibrazione pH: 1 - 3 punti;
- Largo display a 4-digit a doppia linea;
- Display grafico retroilluminato;
- Lettura auto-hold;
- Tastiera intuitiva, di facile utilizzo;
- Auto-spegnimento.

La fornitura include: Tester con batterie, cordoncino



Code	Description	Packaging
LLG06290131	pH metro tascabile Eutech tipo Elite pH , pH -1,00-15,00, risoluzione pH 0,01, precisione pH $\pm 0,02$, temperatura 0 ... 60 °C, compensazione automatica, dim. (LxPxH) 200 x 45 x 36 mm	1 pz
LLG06290136	pH metro tascabile Eutech tipo Elite pH Spear	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

