



Guarnizione O-ring, per essiccatore

Guarnizione O-ring, per essiccatore. In gomma morbida. Questo anello O-ring rende inutile lubrificare il vetro. Adatto per essiccatori i, contenitori Witt ecc...





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

