

**Agitatore magnetico Cimarec i Maxi Direct****H+P VM**

Agitatore magnetico Cimarec i Maxi Direct. Agitatore con motore antilogoramento con struttura a tenuta ermetica incapsulata in acciaio inossidabile. Numero di giri costante ed indipendente da carichi, anche nel caso di modifiche della viscosità. Con una superficie di appoggio ampia ed un campo magnetico forte ed esteso. Non adatti per l'impiego in incubatori. Con trasformatore per alimentazione a rete.

Caratteristiche

Posizioni di agitazione: 1

Velocità di agitazione: da 80 a 2000 rpm

Condizioni operative: da -10 a +40°C a 95% UR max.

Involucro: acciaio inox

Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 64



Code	Description	Packaging
LLG09720618	Agitatore magnetico Maxi Direct, 100-5000 ml, 5-20 W, dim. 180x215x35 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

