

**Agitateur magnétique multipostes Cimarec i Poly 15****Thermo Scientific****Agitateur magnétique multipostes Cimarec i Poly 15**

Sans chauffage. Sans usure, sans moteur. Avec 15 postes, pour par ex. 6 ballons erlenmeyer de 1 litre ou 15 béchers de 250 ml. Pour des dépistages en série et des applications en biologie, également dans des incubateurs. Avec régulateur intégré et affichage digital du nombre de tours. Démarrage en douceur de l'agitation. Avec bloc alimentation.

Caractéristiques

Capacité d'agitation max. (H₂O) : 3 l

Puissance moteur entrée : 10 W

Nombre de postes : 15

Plage de vitesse : 130 ... 990 tr/min

Température ambiante admissible : -10 ... 40 °C

Humidité relative admissible : 95%

Affichage : numérique

Dimensions : 240 x 420 x 35 mm

Poids : 6 kg

Classe de protection : IP 32

Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09720650	Agitateur magnétique multipostes Cimarec i Poly 15 Type Cimarec i Poly 15 Cap. d'agitation par poste 3 l Vitesse 130- 990 tr/min. Positions d'agitation 15	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

