

**Agitatore magnetico multi-posizioni, Cimarec i Poly 15****H+P VM**

Agitatore magnetico multi-posizioni, Cimarec i Poly 15. Motore con avvolgimento antiusura. Con 15 postazioni di agitazione, es. adatto per 6 beute da 1 litro o 15 bicchieri da 250 ml. Per analisi in serie riproducibili ed applicazioni in biologia. Idoneo per lavori in camere climatiche. Visualizzatore digitale del numero di giri. Partenza con avviamento lento. Con trasformatore per alimentazione a rete.

Specifiche

Posizioni di agitazione: 15

Classe di protezione: IP 32

Condizioni operative: -10 / +40 °C a 95 % UR max.

Struttura esterna: acciaio inox, verniciato a polvere

Colore: grigio



Code	Description	Packaging
LLG09720650	Agitatore magnetico a 15 postazioni, 130-990 rpm, dim. 240x420x35 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

