

**Taniche, HDPE, con approvazione UN****SCAT**

Taniche, HDPE, con approvazione UN. Contenitori per tutti gli usi adatti per i sistemi di sicurezza S.C.A.T.



Code	Description	Packaging
LLG04005599	Taniche, HDPE, approvazione UN, 2,5 L, Largh. 115 mm, Profondità 150 mm, H 210 mm, GL 45	1 pz
LLG04005600	Taniche, HDPE, approvazione UN, 5 L, 150x195x250 h mm, Filettatura GL 45	1 pz
LLG04005601	Taniche, HDPE, approvazione UN, 10 L, 190x230x305 mm, Filettatura GL 45	1 pz
LLG04005605	Taniche, HDPE, approvazione UN, 20 L, 260x289x390 h mm, Filettatura S60/61	1 pz
LLG04005606	Taniche, HDPE, con approvazione UN, Capacità 5.0 l, Largh. 160 mm, Prof. 185 mm, Altezza 230 mm, Filettatura S 55	1 pz
LLG04005607	Taniche, HDPE, con approvazione UN, Capacità 5 litri, Largh. 145 mm, Prof. 190 mm, Altezza 250 mm, Filettatura S 51	1 pz
LLG07626500	Taniche, HDPE, con approvazione UN, 12 litri, Largh. 200 mm, Prof. 235 mm, Altezza 350 mm, Filettatura S 60/61	1 pz