

**Micropipette digitali a singolo canale, volume variabile****LLG Labware**

Micropipette a singolo canale, volume variabile. Disponibili con volume fisso o regolabile.

Forma ergonomica per un pipettaggio veramente confortevole.

La forma arrotondata e l'impugnatura morbida e unica delle pipette LLG assicurano un pipettaggio sicuro e confortevole. E' richiesto uno sforzo minimo per il pipettaggio, così che il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo (RSI) è ridotto.

Massima precisione ed accuratezza

L'isolamento termico dei componenti interni, utilizzando l'innovativa impugnatura morbida, migliora l'accuratezza.

Sistema universale Blow-out

Il funzionamento dello stantuffo a due step consente il pipettaggio inverso. Questo facilita anche la dispensazione dell'ultima goccia, grazie a morbidi movimenti del pistone. Sono garantite così elevata accuratezza e precisione.

Pulsante codifica-colore per funzionamento veloce

La codifica colore consente una rapida scelta della giusta pipetta a seconda del volume da pipettare (vedere la colonna corrispondente nella tabella sotto).

**Facile Manutenzione e Regolazione**

La regolazione del volume è facile e precisa, usando il bottone a pressione, persino quando si indossano guanti. La manutenzione e la regolazione richiedono solo pochi minuti con solo un utensile (incluso nella fornitura).

Pipettaggio privo di contaminazioni.

La pipetta è completamente autoclavabile, ideale per applicazioni nelle quali la sterilità è importante.

Soddisfazione garantita.

Ogni pipetta viene testata singolarmente e calibrata due volte, secondo gli standards EN ISO 8655 e DIN 12600. E' incluso un certificato.



Made in Germany, certificate CE.

Code	Description	Packaging
LLG09280000	Micropipetta monocanale, 0,1-2,5 µl	1 pz
LLG09280001	Micropipetta monocanale, 0,5-10 µl	1 pz
LLG09280002	Micropipetta monocanale, 2-20 µl	1 pz
LLG09280003	Micropipetta monocanale, 10-100 µl	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280004	Micropipetta monocanale, 20-200 µl	1 pz
LLG09280005	Micropipetta monocanale, 100-1000 µl	1 pz
LLG09280006	Micropipetta monocanale, 500 -5000 µl	1 pz
LLG09280007	Micropipetta monocanale, 1000-10000 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

