

**Densitometro DEN-600****Grant**

Densitometro portatile per metodo OD600, misure di torbidità con metodo McFarland (McF) e saggi proteici per la misura della concentrazione secondo Bradford .

- Display LCD.
- Possibilità di funzionamento a batterie.
- Software per misure, risultati, caricamento e analisi (connessione USB).
- Compatibile con cuvette, provette a fondo tondo e provette tipo falcon (10 mm).



Code	Description	Packaging
LLG04684303	Densitometro DEN-600, lunghezza d'onda 600 nm, range di misura 0,00 ... 16,00 McF, assorbimento 0 ... 3,000, dimensioni (LxPxH) 120 x 145 x 65 mm, 0,5 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

