

**Puntali robotici BlackKnights****Ritter****Puntali robotici BlackKnights**

A causa di un maggiore livello di automazione nei processi di pipettaggio, vi è una crescente domanda di materiali di consumo di alta qualità. Con i puntali robotizzati blackKnights è possibile pipettare anche i volumi più piccoli con precisione e senza contaminazione. I puntali robot condutttiie vengono utilizzati per riconoscere automaticamente il livello del liquido, quindi i puntali si immergono nel liquido solo per quanto necessario per un pipettaggio e un'erogazione sicuri.

A seconda del tipo di puntali robotici, essi sono compatibili con i seguenti sistemi robotici:

Tipo Tecan®: Tecan: Genesis, Freedom EVO, MiniPrep, Cavro / Qiagen / Corbett: CAS1200 / 4200/4800, QIAgility / PerkinElmer: Multiprobe II, Janus (con testina Multiprobe), solo puntali senza filtro / Abbott Diagnostic: m2000 #

Tipo Qiagen®: Abbott Diagnostic: en4lisa / bioMerieux: DaVinci / Bio-Rad: Evolis / Biotest: QuickStep / Dade Behring (Siemens): BEP 2000 Advance / DiaSorin: ETI-Max 3000 / Diffchamb: T4U / Euroimmun: Euroimmun Analyzer / Grifols : Triturus / Human: Elisys Quattro / Qiagen: Biorobot 3000, 8000, 9600, 9604, Biorobot universal / Stratec: Gemini / Virion: Immunomat TWINSsystem

Tipo Olympus®: Beckman Coulter: AutoMate 1250/2550 / Olympus: OLA 2500



Code	Description	Packaging
LLG09409558	Puntali robotici BlackKnights, 1200 µl, 8 rack da 140, in PP, per tipo Olympus®, non sterile, senza filtro, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	840 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

