

**Contenitori DispoDipper****Bürkle**

Campionatore monouso DispoSampler. LaboPlast® and SteriPlast® sono utilizzati per campionare liquidi, terreni, polvere e granulati. Eliminano la necessità di operazioni di lavaggio del campione che spesso richiedono il contatto con sostanze pericolose, non sempre permettono di ottenere il risultato di pulizia desiderato e necessitano di tempo. Inoltre non è necessario interrompere le operazioni di campionamento per la pulizia del campionatore. Possibilità di contaminazioni crociate eliminata.



Code	Description	Packaging
LLG04662230	Flaconi con manico per campionamento DispoDipper LaboPlast, PP blu, 100ml, non sterile, Ø 53mm, H 98mm, L.420mm	20 pz
LLG04662231	Flaconi con manico per campionamento DispoDipper SterilPlast, PP blu, 100ml, sterile, Ø 53mm, H 98mm, L.420mm	20 pz
LLG04662232	Flaconi con manico per campionamento DispoDipper LaboPlast, PP blu, 250ml, non sterile, Ø71mm, H 117mm, L.432mm	20 pz
LLG04662233	Flaconi con manico per campionamento DispoDipper SterilPlast, PP blu, 250ml, sterile, Ø71mm, H 117mm, L.432mm	20 pz
LLG06290524	Flaconi con manico per campionamento DispoDipper LaboPlast®, PP blu, 50 ml, Ø 40 mm, Altezza 98 mm, L.417 mm	20 pz
LLG06290525	Mestoli DispoDipper SteriPlast®, PP blu, 50ml, Ø 40mm, H 98mm, L.417mm	20 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

