

**Bilancia di precisione EMS 3000-2****Kern & Sohn**

Bilance di precisione EMS. Bilance da laboratorio con piatto di pesata largo e resistenti agli urti.

- Pannello di controllo ottimizzato a 5 pulsanti;
- Display LCD ad alto contrasto, altezza cifre 25 mm;
- Precisione regolabile tramite un programma di regolazione con pesi di prova esterni, da ordinare separatamente;

- Piedini in gomma;
- Adatte per scuole e didattica.

Altri accessori disponibili su richiesta.

Caratteristiche

- Dimensioni esterne, senza schermo antivento (L x P x H): 200 × 280 × 63 mm.
- Dimensioni spazio di pesata (L x P x H): 145 × 145 × 65 mm.
- Peso: circa 1.4 kg.
- Range temperatura ambiente: 5 °C ... 35 °C.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG07659368	Bilancia di precisione EMS 3000-2, dimensioni piatto 175 x 190 mm, portata 3 kg, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,02 g, linearità $\pm 0,05$ g, regolazione esterna, dimensioni (LxPxH) 200 x 280 x 63 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

