

**Concentratori centrifughi Vivaspin 500****Sartorius**

Concentratori centrifughi Vivaspin 500.

Membrana: polieteresulfone.

L'unità di ultrafiltrazione centrifuga Vivaspin 500 μ l può essere utilizzata in rotori ad angolo fisso che accettano provette da 2,2 ml. La particolare membrana verticale brevettata garantisce un minimo intasamento e una rapida concentrazione dei campioni. Basso potere legante alle proteine e minima perdita del campione.

Superficie membrana: 0,5 cm²

Accelerazione centrifuga max.: 15.000 x g

Volume morto: < 5 μ l



Code	Description	Packaging
LLG09049755	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 5000	25 pz
LLG09049756	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 10000	25 pz
LLG09049757	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 30000	25 pz
LLG09049758	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 50000	25 pz
LLG09049759	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 100000	25 pz
LLG09049850	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 5000	100 pz
LLG09049851	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 10000	100 pz
LLG09049852	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 30000	100 pz
LLG09049853	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 50000	100 pz
LLG09049854	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 100000	100 pz
LLG09049863	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 3000	25 pz
LLG09049864	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 500, MWCO 3000	100 pz