

**Concentratori centrifughi Vivaspin 2****Sartorius**

Concentratori centrifughi Vivaspin 2.

Membrana: polieteresulfone.

Questa unità con volume 2 ml combina la rapidità classica dei prodotti Vivaspin con una resa molto elevata, grazie al ridotto volume morto e al basso adsorbimento. Vivaspin 2 offre, grazie al vasto assortimento di membrane (PES, CTA, Hydrosart), la massima flessibilità. Vivaspin 2 garantisce il recupero massimo dei campioni tramite centrifugazione inversa o tramite aspirazione diretta del concentrato dal secchiello sul fondo del concentratore.

Superficie membrana: 1,2 cm²

Max. rcf.: 8.000 x g

Volume morto: < 10 µl



Code	Description	Packaging
LLG09049760	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 5000	25 pz
LLG09049761	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 10000	25 pz
LLG09049762	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 10000	25 pz
LLG09049763	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 50000	25 pz
LLG09049764	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 100000	25 pz
LLG09049777	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 5000	100 pz
LLG09049778	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 10000	100 pz
LLG09049779	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 30000	100 pz
LLG09049780	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 50000	100 pz
LLG09049781	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 100000	100 pz
LLG09049861	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 3000	25 pz
LLG09049862	Unità di ultrafiltrazione Vivaspin 2, MWCO 3000	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

