



Matracci per coltura, vetro borosilicato 3.3

Matracci per coltura, vetro borosilicato 3.3. Erlenmeyer. I tre diaframmi sul fondo migliorano la miscelazione. Con orlo.



Code	Description	Packaging
LLG06236466	Beuta coltura Biogen, in borosilicato, 2000 ml, Ø166x305 h mm, Øcollo 38 mm	1 pz
LLG09010120	Beute per coltura, 100 ml, Ø 64 mm, Ø collo 38 mm, h 112 mm	1 pz
LLG09010121	Beute per coltura, 250 ml, Ø 85 mm, Ø collo 38 mm, h 145 mm	1 pz
LLG09010122	Beute per coltura, 500 ml, Ø 105 mm, Ø collo 38 mm, h 183 mm	1 pz
LLG09010123	Beute per coltura, 1000 ml, Ø 131 mm, Ø collo 38 mm, h 232 mm	1 pz
LLG09010125	Beuta per coltura, con orlo, 250 ml, Ø 85 mm, Ø collo 34 mm, h 140 mm	1 pz
LLG09010126	Beuta per coltura, con orlo, 300 ml, Ø 87 mm, Ø collo 34 mm, h 156 mm	1 pz
LLG09010127	Beuta per coltura, con orlo, 500 ml, Ø 105 mm, Ø collo 34 mm, h 175 mm	1 pz
LLG09010128	Beuta per coltura, con orlo, 1000 ml, Ø 131 mm, Ø collo 42 mm, h 220 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

