

**Rifrattometro digitale di Abbe mod. DR-A1****ATAGO**

Rifrattometro digitale di Abbe mod. DR-A1. Il rifrattometro DR-A1 è il nuovo rifrattometro di Abbe con lettura digitale del grado Brix, dell'indice di rifrazione e della temperatura. Il metodo operativo è estremamente semplice: posizionare il campione sul prisma, ricercare la linea di demarcazione nell'incrocio del reticolo oculare e leggere la misura sul display. Con questo rifrattometro non è possibile misurare il valore di dispersione.

Caratteristiche

- Range di misura: 1,3000 - 1,7100 nD 0,0 - 95,0 Brix
- Risoluzione: 0,0001 nD 0,1% Brix
- Accuratezza: 0,0002 nD 0,1% Brix
- Range temperatura di lavoro: 0 - 50,0°C
- Alimentazione: adattatore AC (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Dimensioni: 130 x 290 x 310 mm
- Peso: 6,0 kg



Code	Description	Packaging
LLG06283092	Rifrattometro digitale di Abbe mod. DR-A1-Plus	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

