

**Stampante termica P95DW per sistemi di gel documentazione****Thistle Scientific****Stampante termica P95DW per sistemi di gel documentazione.**

Stampante termica compatta con processo di riscaldamento ottimizzato per la stampa precisa di immagini chiaramente definite. Grazie allo spazio bianco ridotto, sono possibili più stampe per rotolo.

- Risoluzione 325 dpi con 16-Bit data processing
- Dimensione del formato di stampa possibile: 100 x 450 mm

Fornitura: Stampante termica, 1 x rotolo per stampante.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

