

**Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS****LLG Labware**

Navicelle di pesata a rombo, antistatiche, PS. Biologicamente inerti e resistenti ad acidi deboli e diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Range temperatura da -10 a +70°C. Possono essere utilizzate con analizzatori a microonde. Caratterizzate da una forma a diamante che si flette facilmente, per effettuare versamenti precisi, e da un ampio fondo piatto che resiste al ribaltamento.



Code	Description	Packaging
LLG09900788	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 5 ml, Larghezza 55 mm, Profondità 35 mm, Altezza 6 mm, Colore Bianco	1000 pz
LLG09900801	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 5 ml, Larghezza 55 mm, Profondità 35 mm, Altezza 6 mm, Colore Nero	1000 pz
LLG09950194	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 30 ml, Larghezza 85 mm, Profondità 65 mm, Altezza 14 mm, Colore Bianco	500 pz
LLG09950195	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 100 ml, Larghezza 125 mm, Profondità 100 mm, Altezza 19 mm, Colore Bianco	250 pz
LLG09950196	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 30 ml, Larghezza 85 mm, Profondità 65 mm, Altezza 14 mm, Colore Nero	500 pz
LLG09950197	Navicelle di pesata LLG, PS, forma a diamante, antistatiche, 100 ml, Larghezza 125 mm, Profondità 100 mm, Altezza 19 mm, Colore Nero	250 pz

