

**Bilance analitiche ALS-A / ALJ-A****Kern & Sohn**

Bilance analitiche ALS-A / ALJ-A. Bilance analitiche con ampio range di pesata.

- Solo ALJ-A: calibrazione interna automatica in caso di variazione temperatura $> 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Solo ALS-A: programma di calibrazione CAL per rapido settaggio dell'accuratezza della bilancia, peso esterno di calibrazione a costo aggiuntivo
- Tastiera ergonomicamente ottimizzata per utilizzatori destri e mancini
- Grande paravento con 3 porte scorrevoli per facile accesso al prodotto da pesare
- Dimensioni compatte, pratiche per spazi ridotti
- Determinazione percentuale: rende possibile memorizzare un dato valore di peso (100%) e determinare le differenze rispetto al valore nominale
- Display LCD retroilluminato, altezza digit 17 mm
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile

Caratteristiche

- Dimensioni esterne, incluso paravento (L x P x H): 210 x 340 x 330 mm
- Spazio di pesata (L x P x H): 160 x 140 x 205 mm
- Peso netto: circa 5.7 kg
- Temperatura ambiente ammessa: $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $35\text{ }^{\circ}\text{C}$

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG04658462	Bilance analitiche ALJ 500-4A 510 g, Leggibilità 0.1 mg, Ripetibilità 0.2 mg, Linearità $\pm 0,4$ mg, calibrazione interna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz
LLG04660773	Bilance analitiche ALJ 200-5DA 82/220 g, Leggibilità 0.01/0.1 mg, Ripetibilità 0.04/0.2 mg, Linearità $\pm 0,1/0,2$ mg, calibrazione interna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz
LLG06254783	Bilance analitiche ALS 250-4A 250 g, Leggibilità 0.1 mg, Ripetibilità 0.1 mg, Linearità $\pm 0,3$ mg, calibrazione esterna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz
LLG06257891	Bilance analitiche ALJ 250-4A 250 g, Leggibilità 0.1 mg, Ripetibilità 0.1 mg, Linearità $\pm 0,3$ mg, calibrazione interna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz
LLG06284459	Bilance analitiche ALJ 310-4A 310 g, Leggibilità 0.1 mg, Ripetibilità 0.1 mg, Linearità $\pm 0,3$ mg, calibrazione interna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz
LLG07656611	Bilance analitiche ALS 160-4A 160 g, Leggibilità 0.1 mg, Ripetibilità 0.1 mg, Linearità $\pm 0,3$ mg,, calibrazione esterna, piatto Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 210 x 340 x 330 mm	1 pz