

**Densimetri senza termometro****Amarell**

Densimetri senza termometro.

- Scala da 0,300 a 0,500 g/cm;
- Scala di carta;
- Corpo stabilizzato con microsfere;
- Precisione dell'igrometro ± 1 ;
- Capillare rotondo;
- In custodia di plastica trasparente;
- Lettura inferiore.



Code	Description	Packaging
LLG06072664	Densimetri senza termometro, Range di misura 1,000 ... 1,300 g/cm ³ , Divisione 0,005 g/cm ³ , Lunghezza 300 mm, Temperatura di riferimento 20 °C, senza termometro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

