



Aghi monouso, sterili

Becton Dickinson

Aghi monouso, sterili. Con attacco Luer per utilizzo con siringhe monouso.
Forniti sterili in scatola da 100 pezzi.



Code	Description	Packaging
LLG06323877	Aghi monouso, PP/Acciaio inossidabile, sterili, Ø: 0.80 mm	100 pz
LLG06324528	Aghi monouso, PP/Acciaio inossidabile, sterili, Ø 1 mm, Lungh. 40 mm, Calibro 18 x 1 1/2", Colore rosa	100 pz
LLG06700588	Aghi monouso, PP/acciaio inossidabile, sterili, Calibro 30 x 1/2", Colore Giallo, Lunghezza 13 mm, Ø esterno 0,30 mm, sterile	100 pz
LLG07910250	Aghi monouso, sterili, calibro 21 x 2", colore verde, lunghezza 50 mm, Ø esterno 0,80 mm, in acciaio inossidabile	100 pz
LLG09950305	Aghi monouso calibro 21G x 1 1½ pollice**, Ø 0,8 mm, lungh. 40 mm	100 pz
LLG09950306	Aghi monouso calibro 23G x 1 pollice, Ø 0,6 mm, lungh. 25 mm	100 pz
LLG09950307	Aghi monouso calibro 25G x 5/8 pollice, Ø 0,5 mm, lungh. 16 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

